

Elisa plejeseng - standard

Elisa er en elegant og meget solid kvalitetspleje- og elevationssengserie, produceret i et hjemligt design med elektrisk indstillinger, for både det offentlige og private brug. Sengen leveres som standard med gennemgående sengehest, centralbremssystem og aftagelig fodgærde, men kan opbygges efter individuel behov, med original Elisa tilbehør.



Elisa fakta:

Vejl. pris, ekskl. moms kr. = 9.990,-

- Pleje- og elevationsseng - fuldautomatisk indstilling - fjernbetjening
- Standard størrelse: 90 x 200 cm (andre bredder og længder på forespørgsel)
- 4-delt liggeflade med trælameller – Aftagelig fodgavl (mens sengehest er oppe)
- Gennemgående sengehest – elevationsindstilling: ryg 0-71 grader, ben 0-30 grader
- Senges egenvægt: 120 kg - person vægt op til 135 kg - Arbejdsvægt op til 170 kg totalvægt
- Højde indstillelig: 40 cm - 80 cm - Aftagelig fodgavl (mens sengehest er oppe)
- Ydermål 1010 mm bred, 485 mm høj
- 4 hjuls centralbremssystem, hjul Ø100 mm
- Standard stelfarve lys grå (RAL 7035) – Standard farve: Lys bøg
- Høj kvalitet produceret i Tyskland



Tilbehør til Elisa plejeseng – standard

Madras for standard 90 x 200 cm seng.

Standard skummadras, hårdhed 2, med vaskbart betræk kr. = 1.095,-

Anti dekubitus (præventiv) madras op til 90 kg, med inkontinens betræk kr. = 1.895,-

Anti dekubitus (præventiv) op til 120 kg, med inkontinens betræk. Kr. = 2.195,-

Pris på andre størrelser, vægtklasser samt standard skum madras med inkontinens betræk: på forespørgsel

Senge størrelser.

90 x 200 cm (standard)

Alle senge kan forlænges til 210 cm og 220 cm

Diverse tilbehør.

- 2-delt sengehest (træ)
- Galge med rem og greb
- Liggeflade i stålitter
- Andre træsorter og farver
- Special senge

Kontakt Welldana Innocare salgsteam om muligheder og priser.

