

# medial - das häusliche pflegebett



4-geteilt, vollverkleidet

## in kürze

- extrem niedrige einstiegshöhe von ca. 25 oder 40 cm
- maximale, pflegefreundliche lagerhöhe ca. 65 oder 80 cm
- keine sichtbare technik
- variable liegeflächen mit holz- oder metallgitter
- absoluter freiraum unter der liegefläche, beste unterfahrbarkeit mit z.B. liftern und günstige reinigungsbedingungen
- lauffrollenfreistellung u. bremsung in jeder höhe
- wohnlicher teil- oder vollholzbau
- 4-fach liegefläche mittig geteilt mit 2 motoren für rückenlehne und Oberschenkellehne
- werkzeuglos auf- und abbaubar
- hohe sicherheit, da keine quetsch- und scherstellen
- lange lebensdauer durch "mühle-typische" qualität
- sorgenfrei durch erfüllen aller normen und ständige qualitätskontrollen
- optional bettverlängerung um 10 oder 20 cm
- optional fustieflage (anti-trendelenburg)

hilfsmittelnr.: / pflegemittelnr.:  
(ohne trendelenburgstellung)  
19 40 013 142 + 50 45 01 158  
(mit trendelenburgstellung)  
19 40 013 143 + 50 45 01 159



holzleistenliegefläche • optional anti-trendelenburg



niedrigbett



transportversion